



**Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen**

Bestuur
Laboratoria
WTC III
Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Brussel
Tel. 02 208 34 11
Fax 02 208 33 37

info@favv.be
www.favv.be

**Nota aan het nationaal referentielaboratorium voor GGO:
Note au laboratoire national de référence pour OGM :**

- WIV - SBB
- ILVO - T&V
- CRA-W - DQPA

Correspondent : Rudi Vermeylen
Toestelnummer : 02/208.49.80
E-mail : rudi.vermeylen@favv.be
Uw brief van : 23/08/2006
Uw kenmerk :

Ons Kenmerk : RV/LABO/143956
Bijlagen : 1

Datum : 31-10-2006

Betreft : GGO Rijst LL601
OGM Riz LL601

Lors de la réunion du « comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale » (section OGM), une nouvelle Décision relative aux mesures de contrôle du riz LL601 a été approuvée (cf. annexe).

L'annexe de cette Décision fixe des procédures analytiques qui doivent être utilisées dans le cadre des contrôles officiels.

Après homogénéisation, chaque échantillon de riz sera divisé en quatre échantillons analytiques de 240 grammes à analyser indépendamment par la méthode screening p35S::bar. Si le résultat est positif sur cet élément, l'analyse PCR sera confirmée par l'exécution de la méthode événement-spécifique LL601.

Un échantillon sera considéré non-conforme si le LL601 est identifié dans au moins un des quatre échantillons analytiques.

Tijdens de recentste vergadering van de sectie GGO van het "permanent comité voor de voedselketen en de diergezondheid" werd een nieuwe Beschikking goedgekeurd over de controlemaatregelen met betrekking tot rijst LL601 (zie bijlage).

De bijlage van deze Beschikking legt de analytische procedures vast die gebruikt dienen te worden in het kader van de officiële controles.

Na homogenisering, wordt ieder rijststaal in 4 analytische stalen van 240 gram onderverdeeld. Elk van deze stalen wordt vervolgens onafhankelijk onderzocht met de p35S::bar screeningsmethode. Bij positieve resultaten wordt de PCR analyse bevestigd door het uitvoeren van de event-specifieke LL601 methode.

Een staal wordt als niet-conform beschouwd als in minstens één van de vier analytische stalen LL601 wordt aangetoond.

Le laboratoire national de référence est prié de suivre cette nouvelle procédure des le premier novembre 2006.

Het nationaal referentielaboratorium wordt gevraagd de nieuwe werkwijze uit te voeren vanaf 1 november 2006.

Je vous prie d'agr er mes sinc res salutations,

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Directeur g n ral

Directeur-generaal

Geert DE POORTER