

ANNEXE I : Méthode d'échantillonnage pour les contrôles de salmonelles après le nettoyage et la désinfection.

2 échantillons composés chacun de 25 écouvillons d'environnement récoltés dans les endroits où le lot positif était logé. Les swabs sont récoltés dans les endroits les plus souillés et les plus critiques du poulailler.

Etiquetage

Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées :

- 1) Numéro de troupeau
- 2) Numéro de bâtiment et/ou de poulailler
- 3) Date de prélèvement
- 4) Nom du préleveur
- 5) Nature de l'échantillon (écouvillons d'environnement)